


Folienschneidegerät

**Anwendung:**

Mit dem Aerne Analytic Folienschneider können exakt gleichgroße Folienstreifen geschnitten werden, die zur Qualitätssicherung in der Folienherstellung eingesetzt werden. Durch Zugversuche beispielsweise kann die Eignung der Folie anhand eines Spannungsdehnungsdiagramms für bestimmte Folien analysiert werden. Das Gerät arbeitet mit einem Gleitschlitten und seine gehärteten Schneidmesser können durch Drehen vierfach verwendet werden. Der Folienschneider ist serienmäßig zum Schneiden von vier, fünf oder sechs Streifen mit einer Breite von 15mm und einer Länge von 200mm erhältlich.

Bestelldaten:**Artikel:**

Schneidegerät für 4 Streifen á 15mm

Schneidegerät für 5 Streifen á 15mm

Schneidegerät für 6 Streifen á 15mm

Sondermaße nach Kundenvorgaben!**Bestell-Nr.**

FSG 4

FSG 5

FSG 6

Flyer:



Aerne Analytic e. K. | Dekan-Schmid-Str. 11 | D-89264 Weißenhorn
Tel: +49 (0)7309-92 75 077 | Fax: +49 (0)7309-92 75 076
info@aerne-analytic.de | www.aerne-analytic.de

Das könnte Sie auch interessieren



Verpackungstester

