

Grain Vita Tester



Anwendung:

Der Grain Vita Tester wird in der Qualitätssicherung eingesetzt, um die Keimfähigkeit im Getreide vollautomatisch sowie mikroprozessorgesteuert zu analysieren.

Mit vorbereiteten Getreideproben kann mit dem Messgerät in wenigen Minuten mit Hilfe einer Reagenzflüssigkeit die Keimfähigkeit von einer Vielzahl unterschiedlicher Getreidearten bestimmt werden. Der Aerne Analytic Kornschneider dient zum Schneiden von Getreidekörnern und bildet zusammen mit dem Grain Vita Tester ein unschlagbares Team.

Technische Daten:

Gehäuse: PVC weiß

Maße/mm: LxBxH 280x210x225 (ohne Verschluss)

Netzanschluss: 230VAC

Lieferumfang: Grain Vita Tester, 1 Messzylinder PP 250 ml, 1 Liter Reagenzflüssigkeit (3,5 g Triphenyltetrazoliumchlorid) gelöst in destilliertem Wasser, 1 Probehalter mit Griff, Filz und Sieb, 2 Küvetten aus Plexiglas zum Befüllen der Kornhälften

Bestelldaten:

Artikel:

Grain Vita Tester


Küvette

Bestell-Nr.

GVT

GVTK

Kornscheider



Anwendung:

Gerät zum Schneiden von Getreidekörnern.

Technische Daten:

Material: Aluminium, Messing

Lieferumfang: Schneidegerät mit Einführplatte, 2 Auffangbehälter

Bestelldaten:

Artikel:

Kornscheider

Ersatzklinge

Bestell-Nr.

KSN

KSNEK

Das könnte Sie auch interessieren

[Maischbad](#)

