

Soft-Zentrifuge Typ SZ-2000



Anwendung:

Die Aerne Analytic Softzentrifuge wird in der Lebensmittelindustrie zur Bestimmung des Fruchtfleischanteils in Säften verwendet.

Speziell für die Lebensmittelhersteller ist die Fruchtschleuder ein notwendiges Instrument das zur Qualitätssicherung im Labor eingesetzt wird. Die Zentrifuge wird aus PVC gefertigt und ist mit einem Sieb zur Fruchtfleischsammlung ausgestattet.

Technische Daten:

Material:	Gehäuse PVC weiß/Trommel PVC grau
Maße/mm:	LxBxH (Gesamthöhe) 200x200x270 Trommel-Durchmesser: 200 mm
Drehzahl:	Regler: 0 - 1500 UPM Timer: 0 - 24 Std.
Netzanschluss:	230VAC - 50/60 Hz

Bestelldaten:

Artikel:	Bestell-Nr.
Softzentrifuge SZ-2000 komplett mit Sieb	SZ 2000
Sieb, Durchmesser 170 mm Höhe 60 mm	Sieb

Zentrifuge Mojonnier Typ Ex.8



Anwendung:

Zur Fettuntersuchung in Milch, passend für 8 Mojonnier-Kipprohre.

Zentrifuge mit explosionsgeschützter Steuerung und Motor zur Aufstellung in Ex- Räume.

Technische Daten:

Material:	Polypropylen (PP), weiß
Maße LxBxH/mm:	450x450x420
Schleuderwanne:	Alu incl. 8 Klammern für Mojonnier-Kipprohre
Deckel:	ESG-Sicherheitsglas
Motor:	Drehstrom-käfigläufer-Motor
Netzanschluss:	3x380-N-PE

Bestelldaten:

Artikel:	Bestell-Nr.
Zentrifuge Mojonnier Typ Ex.8	EXZM.8